

FICHE PRODUITS

Gamme de produits : Enceinte climatique

Caractéristiques : ----- MEDITEST 1300/0 -----

Gamme de température de 0°C à +60°C
Humidité réglable de 40 à 90% HR selon température associée
Capacité : 1260 litres

Construction : -----

Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304
2 portes pleines
Dimensions externes : L x P x H : 1430 x 910 x 2130 mm
Dimensions internes : L x P x H : 1265 x 670 x 1560 mm (hauteur utile 1490mm)
Production frigorifique :
Un compresseur frigorifique hermétique avec condenseur ventilé et filtre interchangeable
Fluide frigorigène sans CFC / HCFC (R134A)
Production d'humidité : Générateur d'humidité à ultrasons (remontée rapide de l'humidité après ouverture de porte)

Régulation : -----

Mesure de température par sonde Pt 100 Ohms
Mesure de l'humidité relative par capteur capacitif
Double régulation électronique par PID autorégulant
Affichage digital réel et consigne (au 1/10° pour la température)
Brassage d'air optimisant l'homogénéité

PERFORMANCES mesurées selon la norme AFNOR NFX 15-140

Homogénéité exigée pour les couples température / humidité suivants : +/-2°C & +/-5% HR stipulée sur la norme ICH Guideline Q1A

Stabilité long terme : +25°C / 60% HR +30°C/ 65% HR

Vieillessement accéléré : +40°C / 75% HR

Condition intermédiaire: +30°C / 60% HR

Tests pour les semi-perméables :

Stabilité long terme : +25°C / 40% HR Vieillessement accéléré :+40°C / 25% HR

Sécurité : -----

Alarme de température haute et basse
Thermostat indépendant de surtempérature classe 3.1
Fermeture à clé de l'enceinte

Equipement : -----

Livré avec 4 x 2 étagères L x P = 530 x 655 mm (charge maxi par claie : 50 Kg)
Alimentation automatique en eau déminéralisée sur raccord cannelé pour tube souple diamètre 10 mm
Passage de paroi diamètre 35 mm avec bouchon côté droit
Monté sur 5 roulettes dont 3 avec freins

Servitudes : -----

Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz mono + T
Puissance électrique : 2400 W
Puissance totale dissipée : 1320 W
Poids : 210 Kg

Nettoyage et décontamination avec les détergents et antimicrobiens utilisés en milieu hospitaliers (Ammonium quaternaires / sauf eau de Javel pure)

Matériel conforme à la réglementation CE

Conception et fabrication Française (FROILABO Meyzieu 69)

SAV assuré par FROILABO

