


# ELEMENT DE STOCKAGE

ESSENTIAL | EVOLUTION





**6  
Tiroirs**



**4  
Racks**

**Pour un stockage facilité de vos échantillons**



## Racks de stockage à accès latéral

	Dimensions extérieurs (L*P*H)	Hauteur utile par niveau	Capacités en boîtes	Nombres de racks par compartiments
	BM/EL3E690AC : rack aluminium compartimenté 3 niveaux			
	140 x 730 x 343 mm	113 mm	15	4
	BM/EL4E690AC : rack aluminium compartimenté 4 niveaux			
	140 x 730 x 343 mm	85 mm	20 de 80 mm de hauteur	4
	BM/EL5E690AC : rack aluminium compartimenté 5 niveaux			
	140 x 730 x 343 mm	68 mm	25	4
	BM/EL6E690AC : rack aluminium compartimenté 6 niveaux			
	140 x 730 x 343 mm	56 mm	30 de 50 mm de hauteur	4
	BM/TIR : tiroir rack de stockage vrac en inox			
	140 x 730 x 343 mm	/	/	4


## Blocs tiroirs à accès frontal

	Dimensions extérieurs (L*P*H)	Dim intérieurs par tiroir (L*P*H)	Hauteur utile par tiroir	Nombres de blocs par compartiments
	BM/EL2T690A : Élément 2 tiroirs en aluminium, ceinture en inox			
	288 x 730 x 344 mm	280 x 705 x 164 mm	164 mm	2
	BM/EL3T690A : Élément 3 tiroirs en aluminium, ceinture en inox			
	288 x 730 x 344 mm	280 x 705 x 109 mm	109 mm	2
	BM/EL4T690A : Élément 4 tiroirs en aluminium, ceinture en inox			
	288 x 730 x 344 mm	280 x 705 x 80 mm	80 mm	2
	BM/EL5T690A : Élément 5 tiroirs en aluminium, ceinture en inox			
	288 x 730 x 344 mm	280 x 705 x 63 mm	63 mm	2
	BM/EL6T690A : Élément 6 tiroirs en aluminium, ceinture en inox			
	288 x 730 x 344 mm	280 x 705 x 53 mm	53 mm	2


## Capacité en racks des congélateurs Froilabo




340L  
8 racks



515L  
12 racks



690L  
16 racks



1000L  
24 racks

Pour les éléments suivants:

BM/EL3E690AC


BM/EL4E690AC

BM/EL5E690AC


BM/EL6E690AC

BM/TIR


## Capacité en blocs tiroirs des congélateurs Froilabo




340L  
4 blocs



515L  
6 blocs



690L  
8 blocs



1000L  
12 blocs

Pour les éléments suivants:

BM/EL2TE690A

BM/EL3TE690A

BM/EL4TE690A

BM/EL5TE690A

BM/EL6TE690A

## Nous contacter

---

### Siège social Froilabo

5 avenue Lionel Terray  
69330 Meyzieu FRANCE  
Tél : +33 (0)4 78 04 75 75  
Fax : +33 (0)4 78 93 08 24

### Agence Emerainville

35 boulevard Beaubourg  
77184 Emerainville FRANCE  
Tél : +33 (0)1 60 95 15 65  
Fax : +33 (0)1 60 37 41 78

Site web : [www.froilabo.com](http://www.froilabo.com)  
Information : [froilabo@froilabo.com](mailto:froilabo@froilabo.com)

S.A.S. capital stock 1 000 000€ - RCS LYON 421 100 629

Distributeur Froilabo :