

Bio Statique Performance

BSP125 Incubateur



Précis et Homogène.

Incubateurs de laboratoire précis et durables à convection naturelle ou forcée disponibles avec ou sans réfrigération. La gamme d'incubateurs de laboratoire de Froilabo offre des solutions flexibles adaptées à une variété d'applications. Supportant des capacités de 60 litres à 1,300 litres, ils conviennent aux grands et petits laboratoires.

PERFORMANCES (Temp ambiante : +22 °C)

Gamme de température	+7°C to 65°C
Homogénéité à 37°C	<+/-1°C
Stabilité temporelle	<+/-0.2°C

GARANTIE

Pièces	2 ans
--------	-------

**Classe II**

Sécurité en surchauffe

**8 mins**

Pour monter de 18°C à 60°C

Spécifications Techniques

BSP125

LABORATOIRE INCUBATEUR

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Volume Net

124 L

Dimensions extérieures (H x L x P)

750 x 626 x 679.5 mm

Dimensions intérieures (H x L x P)

500 x 500 x 456 mm

Construction extérieures

Acier électrozinguée avec peinture époxy

Construction intérieures

Cuve en acier inoxydable brossé

Poids net

53 kg

Équipements de série

1 porte pleine / Porte intérieure vitrée pour une meilleure isolation (verre Securit) / 4 pieds de mise à niveau réglables / A câble d'alimentation (1.5 m)

Étagères (L x P : 480 x 430 mm)

2 étagères fil inox anti-basculement de série (poids max / étagère : 35 kg) Nombres maximum d'étagères : 10 (poids total max : 70kg)

Température de travail

De +18°C à +32°C

Environnement

Utilisation en intérieur uniquement, Non conçu pour une utilisation en atmosphère explosive (ATEX)

Garantie

2 ans

SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Système de chauffage

Chambre préchauffée (prévient la dessiccation)

Méthode de ventilation

Convection naturelle

Renouvellement d'air

20 cm (6 po) libre à l'arrière

DONNÉES ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Contrôleur

Régulation électronique PID auto réglant et auto adaptatif Régulateur 8 segments programmable

Sonde de température

1 x Pt100 3 fils

Liste des alarmes

Sécurité de surtempérature de classe II conforme à la norme NF EN 61010-2-010 (DIN 3.1 equivalent) Température haute

Types d'alarmes

Visuel

Puissance

500 W

Types d'alimentation

Voltage 230V ~ +/-10%, 50 Hz/ Voltage 110V ~ +/-10%, 50/60Hz (sur demande) / Voltage 220V ~ +/-10%, 60Hz (sur demande)

(TEMPÉRATURE AMBIANTE : 22°C)

Plage de température

Amb +7°C à 65°C

Stabilité temporelle

+/- 0.2°C

Homogénéité à 37°C

+/- 1°C

OPTIONS ET CONFORMITÉS

Options

Fermeture à clé

Enregistreur circulaire à disque

Caractérisation 9 points selon EN60068-3-11

Étagère inox perforée

Plateau de Lowenstein

4 roulettes orientables

Socle avec ou sans roulettes

Passage de paroi additionel

Fourni avec

1 cordon secteur, 2 étagères, Manuel d'utilisation

Certification / Conformités

Appareil en accord avec les spécifications CE et conforme EN60068-3-11 2014/35/UE – Directive basse tension 2014/30/UE – Directive CEM, appareil de classe A 2014/68/UE – Appareils sous pression

Poids à l'expédition

69 kg

Dimensions à l'expédition (H x L x P)

920 x 750 x 670 mm