

Bio Memory

Combiné réfrigérateur-congélateur

-25°C 350L, -25°C 506L, -40°C 350L, -40°C 506L



D'excellentes performances à des prix abordables

Nous vous présentons notre nouvelle gamme de réfrigérateurs-congélateurs combinés, conçus pour répondre à vos besoins en matière de stockage à basse température.

Disponibles en 2 volumes et 2 gammes de température, nos réfrigérateurs-congélateurs offrent des performances exceptionnelles et un prix abordable pour la conservations de vos échantillons

PERFORMANCE

Plage de température congélateur (-25°C) De -10°C à -25°C

Plage de température congélateur (-40°C) De -10°C à -40°C

Plage de température réfrigérateur 2°C à 8°C

Précision de la température 0,1°C



Température minimale
de -25°C ou -40°C



Disponible en 2
volumes



Technologie de moussage
LBA pour une excellente
isolation

Spécifications techniques

BIO MEMORY	RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR -25°C		RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR -40°C	
MODÈLE	BMCFF35025	BMCFF50625	BMCFF35040	BMCFF50640
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES				
Volume de stockage (L)	350	506	350	506
Matériaux extérieur	PCM	PCM	PCM	PCM
Matériel interne	PCM	PCM	PCM	PCM
Dimensions extérieures (mm) L x P x H	695 x 655 x 1920	866 x 811 x 1920	695 x 655 x 1920	866 x 811 x 1920
Int Dimensions (mm) L x P x H	Réfrigérateur : 600 x 505 x 6390 Congélateur : 540 x 480 x 560	Réfrigérateur : 680 x 596 x 630 Congélateur : 680 x 620 x 650	Réfrigérateur : 600 x 505 x 6390 Congélateur : 540 x 480 x 560	Réfrigérateur : 680 x 596 x 630 Congélateur : 680 x 620 x 650
Poids net / brut (kg)	106 / 118	140 / 163	109 / 121	141 / 163
Niveau sonore (dB)	45	50	50	50
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION				
Type de refroidissement	Réfrigérateur : Refroidissement par air forcé Congélateur : Refroidissement direct	Réfrigérateur : Refroidissement par air forcé Congélateur : Refroidissement direct	Réfrigérateur : Refroidissement par air forcé Congélateur : Refroidissement direct	Réfrigérateur : Refroidissement par air forcé Congélateur : Refroidissement direct
Type de dégivrage	Réfrigérateur : Auto. Congélateur : Manuel	Réfrigérateur : Auto. Congélateur : Manuel	Réfrigérateur : Auto. Congélateur : Manuel	Réfrigérateur : Auto. Congélateur : Manuel
Classe climatique	N	N	N	N
Réfrigérant / quantité (g)	Réfrigérateur : R600a / 28g Congélateur : R600a / 45g	Réfrigérateur : R600a / 38g Congélateur : R600a / 70g	Réfrigérateur : R600a / 28g Congélateur : R600a / 45g	Réfrigérateur : R600a / 38g Congélateur : R600a / 70g
PERFORMANCES				
Plage de température (°C)	Réfrigérateur : +2 à +8. Congélateur : -10 à -25	Réfrigérateur : +2 à +8. Congélateur : -10 à -25	Réfrigérateur : +2 à +8. Congélateur : -10 à -40	Réfrigérateur : +2 à +8. Congélateur : -10 à -40
Homogénéité de la température (°C)	Réfrigérateur : ±1,5. Congélateur : ≤3,0	Réfrigérateur : ±1,5. Congélateur : ≤3,0	Réfrigérateur : ±1,5. Congélateur : ≤3,0	Réfrigérateur : ±1,5. Congélateur : ≤3,0
Précision de la température (°C)	0,1	0,1	0,1	0,1
CONTRÔLE				
Contrôleur	Double température et double contrôle	Double température et double contrôle	Double température et double contrôle	Double température et double contrôle
Affichage	LED	LED	LED	LED
DONNÉES ÉLECTRIQUES				
Courant nominal (A)	1,8	3,0	3,2	3,0
Puissance nominale (W)	160	340	350	340
Tension / fréquence nominale (V/Hz)	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
ALARMES				
Alarme sonore	Y	Y	Y	Y
Alarme lumineuse	Y	Y	Y	Y
Panne de courant	Y	Y	Y	Y
Défaillance du capteur	Y	Y	Y	Y
Température ambiante élevée	Y	Y	Y	Y
Porte entrouverte	Y	Y	Y	Y
Haute température	Y	Y	Y	Y
Basse température	Y	Y	Y	Y
Pile faible	Y	Y	Y	Y
A distance	Y	Y	Y	Y
ACCESSOIRES				
USB	Y	Y	Y	Y
Porte	Porte pleine	Porte pleine	Porte pleine	Porte pleine
Etagères / tiroirs qty	Réfrigérateur : 3. Congélateur : 3	Réfrigérateur : 3. Congélateur : 6	Réfrigérateur : 3. Congélateur : 3	Réfrigérateur : 3. Congélateur : 6
Passages de paroi	2	2	2	2
Batterie de secours	Y	Y	Y	Y
Autonomie de la batterie de secours (heures)	15	15	15	15